



L'abott France

LABORATORIO QUIMICOS



SOUVER pH DOWN

Controlador del pH

CARACTERISTICAS

SOUVER pH DOWN es un complejo ácido utilizado como disoluciones tampones, controlando el pH y mejor extracción de antocianos.

Función antimicrobiana, mejora la calidad de la conservación, el sabor, color, textura y estabilidad.

0,5 cc de SOUVER pH DOWN, reemplaza 1g/lit de ácido tartárico.

MODO DE EMPLEO

Añadir un parte de SOUVER pH DOWN disuelta en 10 partes de mosto al inicio de la maceración.

DOSIS : 0,3 > 0,5 cc.lit

RECOMENDACIONES:

Mantener el producto en su envase original, herméticamente cerrado, conservar en lugar fresco.

Por tratarse de un complejo ácido fuerte, poner cuidado en su manipuleo, preferentemente usar guantes sintéticos, antiparras y dental plástico.

PRESENTACIÓN

Bidones por 20 - 65 lts.

Tambor por 220 lts.



L'abott France

Export Department
114 quai du Rhône
01708 Miribel -France



Distribuye:

Roberto Souto
LABORATORIO QUIMICOS E INSUMOS

LAS CAÑAS 435
(C.P.:5519)
Dorrego. Gilén
Mendoza. Argentina

Tel/fax: 0261
432 5284
432 0270
rsouto@ciudad.com.ar
www. robertosouto.com.ar