



# L'abott France

LABORATORIO QUIMICOS

## SOUPER AEDT



Acido Carboxílico Inhibidor del Ferrocianuro

### Interés enológico

---

Es el acrónimo del ácido etilendiaminotetracético

Coordina a metales de transición de forma reversible.

Coordina por cuatro posiciones acetato y dos de amino, con lo que convierte en un ligando hexadentado, y el más impotante de los ligados quelatos.

Se utiliza en algunos medios de cultivos unido al hierro. para liberar éte lentamente en el medio, también en algunos análisis cuantitativos.

Debido a su estructura, puede complejar completamente un metal que tenga una estructura de coodinación octaédrica.

su fórmula química es  $C_{10} H_{16} N_2 O_2$

---

### DOSIS:

10 gr./Hl de SOUPER AEDT secuestra hasta 12 ml de hierro por litro

La cantidad requerida de SOUPER AEDT, se debe determinar con ensayos y con la ayuda del ferrómetro.

### PRESENTACIÓN:

Bidones por 10 y 20 lts.



L'abott France

Export Department  
114 quai du Rhône  
01708 Miribel -France



Distribuye:

Roberto Souto  
LABORATORIO QUIMICOS E INSUMOS

LAS CAÑAS 435  
(C.P.:5519)  
Dorrego. Gllén  
Mendoza. Argentina

Tel/fax: 0261  
432 5284  
432 0270  
rsouto@ciudad.com.ar  
www. robertosouto.com.ar